

平成 24 年 4 月 16 日

「第 116 回 日本眼科学会総会 報告書」

弊社学会参加営業

- 日時：平成 24 年 4 月 5 日（木）～8 日（日）
- 器械展示について、新製品案内（五十音順）

◆イナミ

- リバティス モデル追加 フラット 座面がワイドな角型になり、スプリング付きのワイドな腰あても標準仕様。リアには内臓型フットスイッチと充電残量も表示される。
フラット+は座板の前後のスライド（70cm）が可能。
その他、オプション、アクセサリも追加。
 - ・専用ハンディリモコン
 - ・アーク（従来型）専用キャスター
 - ・光学台取り付けスイッチ
 - ・延長フットスイッチ 等
- ゴールドマン型スリットランプ LED：年内発売予定。98 万～150 万円。

◆エレックス

- DR S：無散瞳眼底カメラ。1 月発売。定価 350 万円。16 万眼本体に保存可能。
主に検診メインになると思うとのことです。

◆キャノン

- OCT-HS100：薬事未承認。7 万 scan、深度 840。10×10mm。価格も未定。
- TX-20 P：定価 250 万円。フルオート非接触眼圧計。TX-20 にパキメーター機能搭載。角膜厚を考慮した眼圧の測定表示が可能。
- RK-F 2：定価 270 万円。フルオートレフケラトメーター。左右両眼の自動測定、測定可能な最小瞳孔径は 2.0mm。6 月発売予定。

◆キーラー・アンド・ワイナー

- エミリー A09：手持ち型の両眼同時自動屈折測定器（手持ちレフ）。
生後 6 ヶ月から測定可能。主に乳幼児や子供といった検査に協力し難い症例に使用。
測定に若干の慣れは必要だが、慣れれば一瞬で測定可能。
本体、プリンター、モニター等一式定価 1 5 8 万円。

◆興和

- S u p r a 577. Y：イエローパターンスキャンレーザー光凝固装置。
定価 1,580 万円。
5～6 月発売予定だが、スリットランプ部分はまだ未承認の為別途用意が必要。
ゴールドマン型スリットランプに取り付け可能。
マイクロパルス照射を標準搭載しており、パターンスキャンモードでも使用可能。
レーザーの出力を設定するコントローラーとパターン選択のコントローラーが別の為 2 つを操作しなければならない。

◆J F C

- 有田式マイボーム腺圧迫鑷子
- ユートラタ式前囊破除鑷子 CCC ガイド付き
先端の把持部は鋭利な三角形 シャンク長 11mm 全長 102mm
- マスケット式前囊破除鑷子 CCC ガイド付き
先端の把持部は鋭利な三角形 湾曲型 シャンク長 11mm 全長 101mm

◆中央産業貿易

- CSV-1000HG Ti : コントラスト感度測定器にグレア内臓型が追加。
LED 仕様で価格は約 80 万円。
- Daytona : TX-200 の廉価版。定価 1,380 万円。
TX-200 との大きな違いはFAGができない。
詳細は、電源を入れられないとのことで不明。

◆トプコン

- DRI OCT-1 : 10 万 scan、受注生産、限定 20 台。2,400 万円。
1,050nm の波長掃引レーザーを用いることにより、組織侵達性に優れ、網膜、脈絡膜、強膜の領域を高精細に撮影することが可能。
100,000 A-scans/秒（当社従来機比約 2 倍）の撮影により、眼球運動の影響を軽減することが可能。
- CT-1P : 定価 275 万円。中心角膜厚測定による眼圧補正值測定機能搭載。

◆ニデック

- RS3000 アドバンス : 定価 1500 万円。ハイスペック OCT。
9x9mm のワイドエリアスキャン、1.6 秒で撮影可能。
脈絡膜撮影モード脈絡膜をより詳細に観察可能。
患者眼の状態によって OCT 感度を切替えることで、よりクオリティーの高い撮影像を取得可能。レギュラー、ファイン、スーパーファインの 3 段階から選択可能。
今後 OCT は RS3000 ライトとアドバンスの 2 ラインで展開。
- スペキュラーCEM-530 : 「2 秒解析」でスムーズな検査を実現。
パラセントラルエリア=8 点の撮影で、中心だけでは得られない情報を取得可。
セルを選択し増やすことはできないが、大きく信憑性に欠けるセルは減らすことにより精度を上げることが可能。
- フォルタスCUBE : コンパクトフェイコマシーン。本体定価 680 万円。
コンセプトは「サイズはコンパクトに、操作はシンプルに」
オプション
 - ・パッケージA (APS-PLUS, プロペダル) 25 万円
 - ・パッケージB (VIS, バースト) 25 万円
 - ・多機能フットペダル 45 万円

◆日本ルミナス

- レーザープローブ : 20G、23G、25G。
ストレート、カーブ、イルミネーションストレートが 35,000 円。
イルミネーションカーブは 45,000 円。

◆モリアジャパン

- ディスプレイブル器具・TRC 眼内レンズ用ポジショニング器具シリーズ 「One」
ディスプレイ開眼器 : 9,000 円 (@900 円)